

제품명: FABP3(8Z18) 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe10773

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, IF-P
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품 농도는 제조배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	토끼 IgG는 인산염 완충 용액(pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% 산형 방부제 N 및 50% 글리세롤)에 용해되어 있습니다. 단클론 시약은 $+4^{\circ}\text{C}$ 에서, 장기 보관 시 -20°C 에서 보관하십시오. 냉동/해동 과정을 반복하지 마십시오.
정제	천상 정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000, IHC 1:100-1:200, IF-P 1:100-1:200
분자량	15kDa

항원 정보

유전자명	FABP3
다른 이름	FABP 11; FABP 3; H FABP; heart; M FABP; MDGI;
유전자 ID	2170.0
SwissProt ID	P05413
면역원	인간 심장 FABP의 합성 펩타이드


배경

FABP는 장 지방산과 글리세롤 CoA 에스터의 세포 내 수송에 관여하는 것으로 여겨집니다. FABP는 장 지방산과 글리세롤 CoA 에스터의 세포 내 수송에 관여하는 것으로 여겨집니다.

연구 분야

삼할계

이미지 데이터



간(태아) 근육(말)에서 FABP3 발현에 대한 웨스턴 블롯 분석