

제품명: FOXL2(15L13) 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe11093

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, IP
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.43mg/ml. 본 제품의 농도는 재조합에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 산화방지제 N 및 0.05% 보존제에 담겨 제공됩니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:200-1:2000, ICC/IF 1:20-1:50, IP 1:20-1:50
분자량	39kDa

항원 정보

유전자명	FOXL2
다른 이름	BPES; BPES1; FOXL2; PFRK; PINTO; POF3;
유전자 ID	668.0
SwissProt ID	P58012
면역원	인간 FOXL2의 일부분입니다.

배경


전조절자 난소 발달에 필수적인 핵심 인자이며 체내성 호르몬을 조절하는 데 관여합니다. 생체 시료에서 유전자 SOX9의 전사 억제를 통해 난소 발달을 조절하는 것을 방지(유사)하여, 전조절자 . 난소 발달에 필수적인 핵심 인자이며 체내성 호르몬을 조절하는 데 관여합니다. 생체 시료에서 유전자 SOX9의 전사 억제를 통해 난소 발달을 조절하는 것을 방지(유사)하여, 난소에서 체내 발달을 나타내는 표지기에 해당하는 PTGS2/COX2, ESR1, 매개전달 인자(유사)이며, CYP19 발현 조절자(유사)이며, 인트라 SMAD 결합을 통해 TGF- β 1의 SMAD3 유전자에 대한

다우산에어), STAR 의전 의차입다 세그로노자 SIRT1 전를활함다 OSR2 전를활함다

연구 분야

-

이미지 데이터



HeLa 세포추출물FOXL2(15L13) 보디단클항체(1:1000 희)를사용하여단클분석했다