

**제품명: HB9/HLXB9 (17W1) 토끼 단클론 항체**

**카탈로그 번호: AMRe11908**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품 농도는 제조 배치에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	토끼 IgG 는 인산염 완충 용액 (pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% 산화방지제 N 및 50% 글리세롤)에 용해되어 있습니다. 단클론 시 +4°C 에서 , 장기 보관 시 $-20^{\circ}\text{C}$ 에서 보관하십시오. 냉동/해동 과정을 반복하지 마십시오.
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000
분자량	41kDa

## 항원 정보

유전자명	MXN1
다른 이름	HB9; HLXB9; Homeobox HB9; Homeobox protein HB9; HOXHB9; MNX1; Motor neuron and pancreas homeobox protein 1; SCRA1;
유전자 ID	3110.0
SwissProt ID	P50219
면역원	인간 HB9/HLXB9/MNX1 의 항원 펩타이드


## 배경

최상급 및 성능에 대한 것으로 증명된 전사 인자. 최상급 및 성능에 대한 것으로 증명된 전사 인자

## 연구 분야

-

## 이미지 데이터



Molt-4 세포용질에서 HB9/HLXB9 발현에 대한 웨스턴 블롯 분석