




한을 조절하는 전사 조절자로서 RNA 폴리머제 II 가 표적 유전자의 프로모터에 결합하도록 촉진한다(PubMed:30597922). CYP2C38 의 전사를 활성화한다(유성기증). CLOCK-ARNTL/BMAL1 전사를 억제하여 간 및 장에서 알기 리듬 유지 및 주기 조절에 필수적이다(PubMed:30530698).

## 연구 분야

심혈관계

## 이미지 데이터



HepG2 세포 용출액에서 HNF-4- $\alpha$  발현에 대한 웨스턴 블롯 분석