

제품명: LGALS3BP (7X1) 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe13287

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, FC
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품의 농도는 제조 배치에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤 0.01% 산화방지제 N 및 0.05% 보호덴필용액에 담겨 공급됩니다.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, FC 1:50-1:100
분자량	65kDa

항원 정보

유전자명	LGALS3BP
다른 이름	-
유전자 ID	3959.0
SwissProt ID	Q08380
면역원	인간 LGALS3BP 의 재조합 단백질


배경

-

연구 분야

암

이미지 데이터



HT1080, HepG2, A549 세포에서 LGALS3BP 항체(1:1000 희석)를 사용하여 LGALS3BP를 웨스턴 블롯으로 검출했다.