

**제품명: P4HB(15Y14)** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe15635**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, FC
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.37mg/ml. 본 제품의 농도는 재조비에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 산형방부제 N 및 0.05% 보존제에 함유되어 있습니다.
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000, IHC 1:200-1:1000, ICC/IF 1:100-1:500, FC 1:100-1:1000
분자량	57kDa

## 항원 정보

유전자명	P4HB
다른 이름	-
유전자 ID	5034.0
SwissProt ID	P07237
면역원	인간 P4HB 의 항원입니다.


## 배경

-

## 연구 분야

태그 및 세포 마커

## 이미지 데이터



P4HB 항체(1:1000 희석)를 사용하여 HCT116, HeLa, HepG2, Jurkat, MCF-7 세포 용출물에 P4HB를 확인하는 실험 결과입니다.