

제품명: 펜트락신 3(14E14) 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe15962

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ICC/IF, FC, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본제품의 농도는 제조배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	토끼 IgG 는 인산염 완충 용액(pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% 산화방지제 및 50% 글리세롤)에 용해되어 있습니다. 단클론 시 +4°C 에서 , 장기 보관 시 -20°C 에서 보관하십시오. 냉동/해동 반복을 피하십시오.
정제	천상 정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, ICC/IF 1:100-1:200, FC 1:50-1:100, IP 1:20-1:50
분자량	42kDa

항원 정보

유전자명	PTX3
다른 이름	Pentaxin 3; PTX3; TNFAIP5; TSG14;
유전자 ID	5806.0
SwissProt ID	P26022
면역원	인간 펜트락신 3 의 재조합 단백질


배경

선천성 면역 반응은 자가 방어 체계 및 항상성 유지에 관여한다. 선천성 면역 반응은 자가 방어 체계 및 항상성 유지에 관여한다.

연구 분야

-

이미지 데이터



HUVEC 세포에서 분리한 3차원화 단백질 분석