

**제품명:** 폐 계면활성제 관련 단백질 D(13G17) 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호:** AMRe16689

연구용 전용

## 요약

설명	재조합토끼단클론항체
숙주	토끼
적용	WB,IHC,IF-P
반응성	쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본제품의 농도는 제조배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤 0.01% 산형방부제N 및 0.05% 보존제에 함유되어 있습니다.
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000,IHC 1:1000-1:5000,IF-P 1:1000-1:5000
분자량	38kDa

## 항원 정보

유전자명	Sftpd
다른 이름	-
유전자 ID	20390.0
SwissProt ID	P50404
면역원	재조합마우스 계면활성제 단백질 D

## 배경

## 연구 분야

면역

## 이미지 데이터

주피서도용 단백질 결합체 단백질 항체(1:1000 희석)를 사용하여 결합체 단백질 리퀴단블로킹을 하였다.

