

제품명: SCGN(9L19) 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe17645

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품 농도는 제조배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	토끼 IgG는 인산염 완충 용액(pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% 산화방지제 및 50% 글리세롤)에 용해되어 있습니다. 단클론 시 +4°C 에서, 장기 보관 시 -20°C 에서 보관하십시오. 냉동/해동 과정을 반복하지 마십시오.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000, IHC 1:200-1:500
분자량	32kDa

항원 정보

유전자명	SCGN
다른 이름	CALBL; Scgn; SECRET; Secretagogin; SEGN; Setagin;
유전자 ID	10590.0
SwissProt ID	O76038
면역원	인간 SCGN/사람 #129의 합성 펩타이드


배경

최대 1000배 희석 시에는 수증으로 불려야 하며, 위장 위 소장, 부신 및 췌장, 갑상선 세포는 활성화 시 수증으로 불립니다.

연구 분야

-

이미지 데이터



안티노우린에 SCGN 발현에 대한 분석