

제품명: 유비퀴틴 D (18015) 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe19551

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC
반응성	인간 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품 농도는 재분배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	토끼 IgG 는 인양염 용액(pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% 산화방지제 및 50% 글리세롤)에 용해되어 있습니다. 단클론 시 +4°C 에서 , 장기 보관 시 -20°C 에서 보관하십시오. 냉동/해동 과정을 반복하지 마십시오.
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000, IHC 1:50-1:100
분자량	18kDa

항원 정보

유전자명	UBD
다른 이름	FAT10; UBD-3; GABBR1; UBD; Ubiquitin D;
유전자 ID	10537.0
SwissProt ID	O15205
면역원	인간 유비퀴틴 D의 합성 펩타이드


배경

UBD(유비퀴틴 D)는 단백질의 유전자입니다. UBD와 관련된 질병은 신경계 증상을 특징으로 하며, 관련성 있는 NF- κ B 패시지 및 만성 염증성 MIF 조절과 있습니다. 이 유전자 관련 GO 주제는 단백질 결합 및 단백질 결합 포함입니다. 이 유전자 중 한 유전자는 SG15입니다. 유비퀴틴 단백질 변형은 단백질에 유전자 NUB1의 잔여물 26S 단백질에 영향을 줍니다.

. 이도 상인 부가 할 것으로 추정된다. UBA6 에 의해 결합 능이 활성화된다. 프로테아좀 서유 배형9(PSMB9/LMP2) 의 발을 측정한다. TNF- 알파 유 및 LPS 매에 의한 천성 면역 항 매체인 NF- κ B 의 활성을 조절해 유 유 단백질 - κ B- α 의 TNF- 알파 매체 프로테아좀을 측정한다. 산성 세포 공생 세포 (ZTEC) 에 TNF- 알파 유 p65 핵 전이에 팔적임다. 마성 유 상 세포가 세포 면을 개 하 인 현 원재 세포 분하는 고 전 유 상 세포 (DC) 상에 관 할 수 있다. 장기간 세포 내 배 및 암에서 유 유 분 분 및 염 체 불 정을 매 해 하는 유 유 단 계 단 차 기 세포 주 전 중 용 MAD2L1 의 카 투 어 국 호를 저 함 으 사 발 한다. 프로테아좀 프로테아좀 기능 저 하 유 대 중 체 형에 관 할 수 있다. 특 다 성 장 절 및 안 면 결 결 배 (HIV) 관 련 병 (HIVAN) 과 같 은 장 절 동 상 생 체 세포 및 세 근 세포에 카 투 에 의 조 인 방 식 으 서 사 멸 매 한다.

연구 분야

이미지 데이터



HepG2 세포 용 탈 프로테아좀 D 발해에 한 위 단백질 분석