

**제품명: WASP(3Z3) 토끼 단클론 항체**

**카탈로그 번호: AMRe19862**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ICC/IF, FC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품의 농도는 재조합에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 산형방제N 및 0.05% 보존제에 첨가되어 제공됩니다.
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:2000-1:20000, ICC/IF 1:20-1:50, FC 1:20-1:50
분자량	53kDa

## 항원 정보

유전자명	WAS
다른 이름	IMD2; SCNX; THC; THC1; U42471; Was; WASp;
유전자 ID	7454.0
SwissProt ID	P42768
면역원	인간 WASP/워렛 알파 2 지중고분자량 단백질 항원

## 배경

Rho 형 GTPase 의 여러 단백질 억제제 중 하나인 WASP는 Arp2/3 복합체와 결합하여 Rho 형 GTPase 의 활성을 조절하는 것으로 알려져 있습니다. Rho 형 GTPase 의 여러 단백질 억제제 중 하나인 WASP는 Arp2/3 복합체와 결합하여 Rho 형 GTPase 의 활성을 조절하는 것으로 알려져 있습니다. Rho 형 GTPase 의 여러 단백질 억제제 중 하나인 WASP는 Arp2/3 복합체와 결합하여 Rho 형 GTPase 의 활성을 조절하는 것으로 알려져 있습니다. Rho 형 GTPase 의 여러 단백질 억제제 중 하나인 WASP는 Arp2/3 복합체와 결합하여 Rho 형 GTPase 의 활성을 조절하는 것으로 알려져 있습니다. Rho 형 GTPase 의 여러 단백질 억제제 중 하나인 WASP는 Arp2/3 복합체와 결합하여 Rho 형 GTPase 의 활성을 조절하는 것으로 알려져 있습니다.

파괴를 막는다(PubMed:18650809). 세질골에 의한 인산염을 촉진하여 유전자 및 손상된 DNA 복제를 촉진한다(PubMed:20574068). 핵산 염을 촉진하여 DNA 손상 대항제(HR) 복제를 유도하고 이중 가닥(DSB)의 수리를 촉진한다(PubMed:29925947).

## 연구 분야

세포 사멸, Fc 감수, 매개체, 유전자 및 세포 골격 조절, 세포 분열

## 이미지 데이터

U937  
kDa  
250 -  
150 -  
100 -  
75 -  
50 -  
37 -  
25 -  
20 -  
15 -  
10 -

WASP(3Z3) 보균 농도 1:1000 으로 용액 U-937 세포 추출에 대한 단백질 분석을 수행했다

