

제품명: DNP1 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe21223

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG, Kappa
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.2mg/ml. 본 제품의 농도는 제조 배치에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	PBS, 50% 글리세롤 0.05% 프티콜 300, 0.05% 보오덴틸
정제	덴틸A

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000, IHC 1:100-1:300
분자량	Calculated MW:; Observed MW:19kD

항원 정보

유전자명	DNP1; C6orf108; RCL
다른 이름	DNP1; C6orf108; RCL; 5-hydroxymethyl-dUMP N-hydrolase ; 2'-deoxynucleoside 5'-phosphate N-hydrolase 1; c-Myc-responsive protein RCL;
유전자 ID	10591.0
SwissProt ID	O43598
면역원	인간 DNP1의 1-100 아미노산


배경

세포내 위치 신호 핵이 주는 c-Myc 단백질에 의한 활성을 개로 한다. c-Myc는 세포 증식, 분화 및 세포 사멸 조절에 관여하는 전 인자이다. 유전자 발현 기능은 아직까지 알려져 있지 않다. 상록색 유전자 발현은 c-Myc 매개 발현에 관여하는 것으로 추정된다. 서로 다른 단백질을 코딩하는 두 가지 대체 전사체 보고되었다. [RefSeq 제공 2008년 7월]

연구 분야

-

이미지 데이터



K-562 전구세포를 4-20% SDS-PAGE 로분한후 DNPH1 보디를 찾아 웨스턴 블롯 분석을 하였다.
항체로는 HRP 접합 항체 IgG(H + L) 항체를 사용하였다.