

**제품명: LAMB1** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe21371**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	표기
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA, IP
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG, Kappa
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.3mg/ml. 본 제품 농도는 제조배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	PBS, 50% 글리세롤, 0.05% 프트올, 300, 0.05% 보오단백질
정제	단백질 A

## 적용

희석 비율	WB 1:2000-1:10000, IHC 1:200-1:1000, ICC/IF 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:20000, IP 1:50-1:200
분자량	Calculated MW:198kD; Observed MW:240kD

## 항원 정보

유전자명	LAMB1
다른 이름	LAMB1; Laminin subunit beta-1; Laminin B1 chain; Laminin-1 subunit beta; Laminin-10 subunit beta; Laminin-12 subunit beta; Laminin-2 subunit beta; Laminin-6 subunit beta; Laminin-8 subunit beta
유전자 ID	3912
SwissProt ID	P07942
면역원	인간 라미닌 베타 1 의 합성 펩타이드

