

제품명: Oct-4 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe21385

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	표기
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA, IP
반응성	인간 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG, Kappa
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.3mg/ml. 본 제품 농도는 제조배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	PBS, 50% 글리세롤, 0.05% 프트론 300, 0.05% 보오덴틸
정제	덴틸A

적용

희석 비율	WB 1:2000-1:10000, IHC 1:1000-1:5000, ICC/IF 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:20000, IP 1:50-1:200
분자량	Calculated MW:39kD; Observed MW:45kD

항원 정보

유전자명	POU5F1
다른 이름	POU5F1; OCT3; OCT4; OTF3; POU domain; class 5, transcription factor 1; Octamer-binding protein 3; Oct-3; Octamer-binding protein 4; Oct-4; Octamer-binding transcription factor 3; OTF-3
유전자 ID	5460
SwissProt ID	Q01860
면역원	인간 Oct4 의 항원 펩타이드

