

제품명: 글루코코르티코이드 수용체 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe21503

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA, IP
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG, Kappa
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.3mg/ml. 본 제품 농도는 제조배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	PBS, 50% 글리세롤 0.05% 프트올 300, 0.05% 보오단백질
정제	단백질 A

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000, IHC 1:1000-1:4000, ICC/IF 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:20000, IP 1:50-1:200
분자량	Calculated MW:85kD; Observed MW:94kD

항원 정보

유전자명	Nr3c1 GCCR; GCR; GCR_HUMAN; GCRST; glucocorticoid nuclear receptor variant 1; Glucocorticoid receptor; GR; GRL; Gr11; nr3c1; Nuclear receptor subfamily 3 group C member 1; nuclear receptor subfamily 3, group C, member 1; glucocorticoid receptor;
다른 이름	
유전자 ID	2908.0
SwissProt ID	P04150
면역원	표단백질에 사용되는 항원 펩타이드

