



원(PCNA)과 상동용이 기DNA 복제및DNA 손상복제조절에활함다.이 단백질은CASP3 유카사제에의적으로절되어인양게이2 를급히활하며카피활후세포멸살에중한역할할수있고보다.이유전자결함주는손다가결손조절재능을가지있.이유전자는여기다체물이상체발다. [RefSeq 제2015년9월]

연구 분야

이미지 데이터



HCT-116 세포용 p21 항체를 사용하여 Western blot 분석. 항체는 HRP 접합 항체 IgG 항체를 사용한다.



표본포탄인자검침조직면역조직화학분석 1. p21 항체용량1:200 으로하여4°C 에서밤동안반응했다. 2. EDTA pH 9.0 용액사용여향을하였다(>98°C, 20 분. 3. 차항1:200 으로하여실온에서30 분동안반응했다.