

제품명: c-Myc 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe21557

연구용 전용

요약

설명	재조합토끼단클론항체
숙주	토끼
적용	WB,IHC,ICC/IF,ELISA,IP
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG,Kappa
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.3mg/ml. 본제품의 농도는 제조배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	PBS, 50% 글리세롤 0.05% 프티올 300, 0.05% 보오덴틸
정제	덴틸A

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:5000,IHC 1:200-1:1000,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000,IP 1:50-1:200
분자량	Calculated MW:48kD;Observed MW:60kD

항원 정보

유전자명	MYC
다른 이름	Myc proto-oncogene protein;Class E basic helix-loop-helix protein 39;bHLHe39;Proto-oncogene c-Myc;Transcription factor p64;
유전자 ID	4609.0
SwissProt ID	P01106
면역원	표적단백질에 사용되는 항원 펩타이드

배경


세포에서 핵 v-myc 조류 골종 바이러스 종양 바이러스(MYC) 인간 유전자에 의해 코딩되는 단백질은 세포주 진행 세포 및 다른 형질에 대한 다양한 단백질이다. 특정 조직의 전이를 조절하는 전이로 가능하다. 이 유전자의 돌연변이, 과발현, 재결합 또는 비정상적인 양 조절은 다양한 암 발생 및 진행과 관련이 있다. 상위 코딩 내 AUG(CUG) 및 유인 AUG 시작 부위에 대한 변형은 각각 알파 시트로닌과 다른

N-말단을 두 가지 방향으로 생성하는 증거가 없습니다. AUG 개시 단락을 한 번씩만 사용하여 이 유전자 상자의 기능을 시험합니다. [RefSeq 제2008년 7월]

연구 분야


-

이미지 데이터



A172 세포를 이용하여 단백질 분석

c-Myc 표지 단백질을 사용하여 항체 검출은 HRP 접합 항체 IgG 항체를 사용했다.



과립포막 안 피조아 면역조직화학 분석 1. c-Myc 표지 단백질을 1:200으로 희석하여 4°C에서 1시간 반응시켰다. 2. EDTA pH 9.0 용액을 사용하여 항체를 희석했다 (>98°C, 20 분). 3. 아자 항체를 1:200으로 희석하여 슬라이드에 30 분 반응시켰다.