

제품명: RIP 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe21588

연구용 전용

요약

| | |
|----------|--|
| 설명 | 재조합토끼단클론항체 |
| 숙주 | 토끼 |
| 적용 | WB,IHC,ICC/IF,ELISA,IP |
| 반응성 | 인간 |
| 결합 | 비결합 |
| 변형 | 수정치 없음 |
| 아이소타입 | IgG,Kappa |
| 클론성 | 단클론 |
| 형태 | 액체 |
| 농도 | 0.3mg/ml. 본제품의 농도는 제조배에 따라 다를 수 있습니다. |
| Storage | Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오. |
| Shipping | Ice bags |
| 버퍼 | PBS, 50% 글리세롤 0.05% 프트올 300, 0.05% 보오단백질 |
| 정제 | 단백질A |

적용

| | |
|-------|--|
| 희석 비율 | WB 1:1000-1:5000,IHC 1:200-1:1000,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000,IP 1:50-1:200 |
| 분자량 | Calculated MW:76kD;Observed MW:76kD |

항원 정보

| | |
|--------------|------------------|
| 유전자명 | RIPK1 |
| 다른 이름 | RIP RIP1 |
| 유전자 ID | 8737.0 |
| SwissProt ID | Q13546 |
| 면역원 | 인간 RIP 의 재조합 단백질 |


배경

세포내 위치: 세포질 세포막 부착성 ATP + 단백질 = ADP + 인산화 단백질 가능 세포사멸 촉진 및 NF- κ B 활성화 TNFRSF1A 매개 NF- κ B 활성화에 필수적인 변형 후 변형 (PTM): 세린 및 트로닌 잔기에 서지 인산화 변형 후 변형 (PTM): TNF 유세포사멸 과정에서 caspase-8 에 의해 단백질 분해 이질은 NF- κ B 활성을 억제하고 TRADD-FADD 상호작용을 통해 세포사멸 촉진 선을 강화 유성 : 단백질 키아제 슈퍼family 하위 TKL Ser/Thr 단백질 키아제 계열 유점 1 개 유세포사멸을 포함한다; 유점 1 개 단백질 키아제 도메인을 포함한다; 소위 TNFRSF6 및 TRADD 의 세포사멸에 결합한다


. TNF 의 신호에서 TRADD 에 의해 TNFRSF1A 로 유된다. RIPK3, UBCE7IP1 isoform 3(ZIN), EGFR, IKBKG, TRAF1, TRAF2 및 TRAF3 에 결합한다. BNLF1 과 상호작용한다. TNF- 알파 자극시 SQSTM1 과 상호작용한다. MAVS/IPS1 과 상호작용할 수 있다.

연구 분야


이미지 데이터



HEK293 세포 용출물 위양성 분석
RIP 보기를 위한 항체를 사용했다. 항체 결합은 HRP 접합 항체 IgG 항체를 사용했다.



파킨슨병 쥐 신장 조직의 면역조직화학 분석. 1. RIP 보기를 위한 항체를 1:200으로 희석하여 4°C에서 1시간 동안 반응시켰다. 2. EDTA pH 9.0 용출을 사용하여 항체를 희석했다(> 98°C, 20 분). 3. 이차 항체를 1:200으로 희석하여 슬라이드에 30 분 동안 반응시켰다.



파킨슨병 쥐 신장 조직의 면역조직화학 분석. 1. RIP 보기를 위한 항체를 1:200으로 희석하여 4°C에서 1시간 동안 반응시켰다. 2. EDTA pH 9.0 용출을 사용하여 항체를 희석했다(> 98°C, 20 분). 3. 이차 항체를 1:200으로 희석하여 슬라이드에 30 분 동안 반응시켰다.