

제품명: C10orf63 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe83692

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	묘
적용	WB
반응성	인 쥐
결합	비결합
변형	수정 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다 트루프 0.05% 보온 단백질 및 50% 글리세롤 함유 PBS 용액에 정제된 항체
정제	천상 정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000
분자량	29 kDa

항원 정보


유전자명	C10orf63
다른 이름	C10orf63; ENKUR; Enkurin;; Enkurin
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q8TC29
면역원	인간 면역 유전자 C10orf63

배경

정액 샘플에 대한 신장 질환을 감지하는 유전자에 대한 연구를 통해 식별된 다염색체 연관성(DMT)의 알인 대안 내 유전자(MIP)은 유전자 발현에 관여한다.

연구 분야

이미지 데이터



마우스 환종물에서 C10orf63 발현에 대한 단백질 분석