

제품명: NDUFAB1 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe83744

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, FC, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.38mg/ml. 본 제품의 농도는 재분배에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다나블, 0.05% 보르나비질, 50% 글리세롤 함유 PBS 용액에 저장된 형태
정제	친화성 정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, IHC 1:100-1:200, FC 1:20-1:100, IP 1:20-1:50
분자량	Calculated MW: 17 kDa ; Observed MW: 10 kDa

항원 정보


유전자명	NDUFAB1
다른 이름	ACP; FASN2A; ndufab1; SDAP;;NDUFAB1
유전자 ID	-
SwissProt ID	O14561
면역원	인간 NDUFAB1 에 유래한 합성 펩타이드

배경


저산소 상태에서 생성되는 지방산의 유체 막으로 이산화탄소를 NADH 탈수소(복합체)의 보조 부속단위로, NADH 에 산화되어 전자를 전달하는 기능을 한다(PubMed:27626371).

연구 분야

이미지 데이터



모래인상에서 시간당 1:2K 하단향을 사용한다.



A431 세포에서 INDUFAB1 발현에 대한 분석