

제품명: KRAS+HRAS+NRAS 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe83789

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ICC, FC, IP
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.49mg/ml. 본 제품의 농도는 재조비에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움, 0.05% 보르나트, 50% 글세롤 함유된 PBS 용액에 정제된 형태
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, ICC 1:50-1:200, FC 1:20-1:100, IP 1:20-1:50
분자량	Calculated MW: 21,22 kDa ; Observed MW: 21 kDa

항원 정보

유전자명	KRAS+HRAS+NRAS GTPase NRas; Transforming protein N-Ras; NRAS; HRAS1; GTPase HRas; H-Ras-1; Ha-Ras;
다른 이름	Transforming protein p21; c-H-ras; p21ras; HRAS; HRAS1; GTPase KRas; K-Ras 2; Ki-Ras; c-K-ras; c-Ki-ras; KRAS; KRAS2; RASK2;; Ras
유전자 ID	-
SwissProt ID	P01111/P01112/P01116
면역원	인간 Ras 에 서 유 한 항원 펩타이드


배경

Ras 단백질은 GDP/GTP 에 결합하고 유인 GTPase 활성을 가지고 있습니다.


연구 분야

-


이미지 데이터




도래인살에서 시간용1:1K 확인항를사용다



도래인살에서 시간용1:1K 확인항를사용다



도래인살에서 시간용1:1K 확인항를사용다



KRAS+HRAS+NRAS 항를이용한 HeLa 세포면형분석