

제품명: 골진 97 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe83965

연구용 전용

요약

설명	재조합토끼단클론항체
숙주	토끼
적용	WB,IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치아음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지트린, 0.05% 보르나이트, 50% 글세롤 함유 PBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, IP 1:20-1:50
분자량	Calculated MW: 88 kDa ; Observed MW: 97 kDa

항원 정보

유전자명	Golgin97
다른 이름	Gap junction protein alpha 4 37kD; GOLGA1; Golgi autoantigen golgin subfamily a 1; Golgin A1; Golgin subfamily A member 1; Golgin97;;Golgin subfamily A member 1
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q92805
면역원	인간 골진 A1 단백질 A1 멤버 1 에 사용된 항원입니다.


배경

골진 A1은 세포-세포 접합에 관여한다. 인공적으로 생성된 항체이다.

연구 분야

-

이미지 데이터



HeLa 세포에서 Golgin 97 발현에 대한 단백질 분석