

제품명: 다이네인 중간 사슬 1 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe83991

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	표기
적용	WB
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 트롬 0.05% 보르나트 질산 50% 글리세롤 함유 PBS 용액에 정제된 항체
정제	천상 정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000
분자량	79 kDa

항원 정보


유전자명	Dynein intermediate chain 1
다른 이름	DNAI1; ICS; Immotile cilia syndrome 1; ICS1; CILD1; PCD;;DNAI1
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q9UI46
면역원	인간 DNAI1에서 유래한 항원 펩타이드

배경

호흡 시스템의 다이네인 복합체 일부

연구 분야

이미지 데이터



상기 환용물에서 다이안중 사슬 발현에 대한 단백질 분석