

제품명: GALT 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe84039

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	묘
적용	WB, ICC
반응성	인쇄질 생쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.05% 보르나비리온 50% 글세롤 함유된 PBS 용액에 정제된 형태
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, ICC 1:50-1:200
분자량	43 kDa

항원 정보


유전자명	GALT
다른 이름	GALT;;GALT
유전자 ID	-
SwissProt ID	P07902
면역원	인 GALT 에서는 유한한 항원이다

배경

결투스대에 중추 역할을 한다.

연구 분야

이미지 데이터



K562 세포 용출액에서 GALT 발현에 대한 단백질 분석