

**제품명: DAZAP1** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe84044**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티륨 0.05% 보르단셀 50% 글세롤 함유 PBS 용액(정제된 형태)
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000
분자량	43 kDa

## 항원 정보


유전자명	DAZAP1
다른 이름	DAZ associated protein 1; Dazap1;;DAZ associated protein 1
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q96EP5
면역원	인간 DAZ 관련 단백질에서 유래한 합성 펩타이드

## 배경

정형성 표에 결합할 수 있는 RNA 결합 단백질

## 연구 분야

## 이미지 데이터



Jurkat 세포 용출액에 DAZAP1 발현에 대한 웨스턴 블롯 분석