

제품명: PGM1 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe84066

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ICC, IP
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.05% 보르나트 50% 글세롤 함유된 PBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, ICC 1:50-1:200, IP 1:20-1:50
분자량	61 kDa

항원 정보


유전자명	PGM1
다른 이름	CDG1T; Glucose phosphomutase 1; GSD14; PGM1; Phosphoglucomutase 1;;PGM 1
유전자 ID	-
SwissProt ID	P36871
면역원	인간 PGM 1 에서 유래한 합성 펩타이드

배경

이 항체는 포도당 분해 효소에 특이적입니다.

연구 분야

이미지 데이터



(1) 293 세포용물 (2) RAW 264.7 세포용물에서 PGM1 발현 유무 분석