

제품명: PRPF4 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe84085

연구용 전용

요약

설명	재조합토끼단클론항체
숙주	토끼
적용	WB,IHC,ICC/IF,ICC,FC,IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.05% 보오단백질 및 50% 글리세롤 함유된 PBS 용액에 저장된 형태
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200,ICC/IF 1:50-1:200,ICC 1:50-1:200,FC 1:20-1:100,IP 1:20-1:50
분자량	58 kDa

항원 정보

유전자명	PRPF4
다른 이름	hPrp4; HPRP4P; PRP4; Prp4p; PRPF4; RP70; SNRNP60;;PRPF4
유전자 ID	-
SwissProt ID	O43172
면역원	인간 PRPF4 에피토프


배경

U4/U6-U5 스몰스npRNP 복합체 구성요소인 스몰아중립에 관여하며, 전체 스몰아중립 스몰아중립 복합체 구성요소로서 전령 RNA 스몰아에 중요한 역할을 한다.

연구 분야

-

이미지 데이터



HeLa 세포에서 PRPF4 발현에 대한 웨스턴 블롯 분석