

**제품명: FNDC5** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe84181**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	표기
적용	WB
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.05% 보르단셀리트 50% 글세롤 함유된 PBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000
분자량	24 kDa

## 항원 정보


유전자명	FNDC5
다른 이름	FNDC 5; FRCP2; irisin;;FNDC5
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q8NAU1
면역원	인간 FNDC5 에피토프

## 배경

작은 달걀 근육은 유전자나 단백질 발현 조절과 관련이 있을 수 있다

## 연구 분야

## 이미지 데이터



쥐근세포에서 FNDC5 발현에 대한 분석