

제품명: NCF1 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe84203

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.05% 보오단백질 및 50% 글리세롤 함유된 PBS 용액에 정제된 형태
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, IP 1:20-1:50
분자량	45 kDa

항원 정보


유전자명	NCF1
다른 이름	NCF1; NCF1A; NOXO2; SH3PXD1A; p47phox;;p47 phox
유전자 ID	-
SwissProt ID	P14598
면역원	인간 p47 phox 에 사용된 항원입니다

배경

NCF2, NCF1 및 막 결합 단백질 b558은 정상 NADPH 산화(천식 발생에 필)의 항체입니다

연구 분야

이미지 데이터



Raji 세포에서 NCF1 발현에 대한 분석