

제품명: CD52 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe84302

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IP
반응성	생쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.05% 보르나비리딘 50% 글세롤 함유 PBS 용액에 정제된 형태
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, IP 1:20-1:50
분자량	8 kDa

항원 정보


유전자명	CD52
다른 이름	CAMPATH 1; CD52; CDw52; He5;;CD52
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q64389(mouse)(human:P31358)
면역원	마우스 CD52 에서 유래한 합성 펩타이드

배경

단항체를 위한 가장 좋은 대역 결합을 위한 여러 특정한 실험을 할 수 있습니다.

연구 분야

이미지 데이터



대사장애 유전자 CD52 발현에 대한 웨스턴 블롯 분석