

제품명: Engrailed 1 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe84306

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, FC, IP
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.71mg/ml. 본 제품의 농도는 재조합에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다나블, 0.05% 보르닌, 50% 글리세롤 함유 PBS 용액 (정제 형태)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, FC 1:20-1:100, IP 1:20-1:50
분자량	Calculated MW: 40 kDa ; Observed MW: 55 kDa

항원 정보


유전자명	Engrailed 1
다른 이름	EN1; Engrailed 1; Engrailed; Hu-En-1; Mo-en.1;;EN1
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q05925
면역원	인간 EN1 에피토프 (항원 포함)

배경


engrailed homeobox 제 1호에 속한다

연구 분야

이미지 데이터



도래인살에서 시간당 1:2K 화단향을 시험한다



293T 세포에서 Engrailed 1 발현에 대한 단백질 분석