

**제품명: Annexin IV** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe84319**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ICC, FC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티딘, 0.05% 보르나비리딘, 50% 글리세롤 함유 PBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, ICC 1:50-1:200, FC 1:20-1:100
분자량	Calculated MW: 36 kDa ; Observed MW: 30 kDa

## 항원 정보

유전자명	Annexin IV
다른 이름	AIV; AnnexinA4; AnnexinIV; ANX 4; ANX A4; ANX4; ANXA4; Chromobindin4; EndonexinI; LipocortinIV; P32.5; P33/41; PAPII; PIG28; PP4X; Protein II; Xanx-4; ZAP36;;Annexin A4
유전자 ID	-
SwissProt ID	P09525
면역원	인간 Annexin A4 에세우한 항원입니다


## 배경

칼슘 이온 결합 단백질 막을 촉진하고 세포 사멸에 관여합니다.

## 연구 분야

-

## 이미지 데이터



HepG2 세포에서 Annexin IV 발현에 대한 단백질 분석