

제품명: IL32 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe84352

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.05% 보르나비리딘 50% 글세롤 함유 PBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000
분자량	Calculated MW: 27 kDa ; Observed MW: 23 kDa

항원 정보

유전자명	IL32
다른 이름	IL 32alpha; IL 32beta; IL 32delta; IL 32gamma; IL32; NK4; TAIF; TAIFa; TAIFb; TAIFc; TAIFd;;IL 32
유전자 ID	-
SwissProt ID	P24001
면역원	인간 IL 32 에 유한한 합성 펩타이드


배경

선천 및 적응 면역에 관여하는 사이토카인이다. TNFA/TNF- α 및 IL-8 과 같은 양 사이토카인을 유한다. NF- κ B 및 p38 MAPK 와 같은 중요한 사이토카인 신호 전달 경로를 활성화한다.

연구 분야

-

이미지 데이터



인간 편선용 물에서 IL32 발현에 대한 웨스턴 블롯 분석