

제품명: 시토크롬 P450 2C9 토끼 단클론 항체
카탈로그 번호: AMRe84424
연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	묘
적용	WB, ICC, FC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.05% 보르나이트 50% 글세롤 함유된 PBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, ICC 1:50-1:200, FC 1:20-1:100
분자량	Calculated MW: 56 kDa ; Observed MW: 50 kDa

항원 정보


유전자명	Cytochrome P450 2C9
다른 이름	CPC9; CYP2C; CYP2C10; CYP2C9; CYP11C9; P450 PB1; P450MP;; Cytochrome P450 2C9
유전자 ID	-
SwissProt ID	P11712
면역원	인간 시토크롬 P450 2C9 에서 유래한 합성 펩타이드

배경

지방산 대사, 약물 대사, 항암제 대사 등에 관여하는 시토크롬 P450 효소계

연구 분야

이미지 데이터



HepG2 세포에서 P450 2C9 발현에 대한 분석