

제품명: TPO 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe84508

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티딘, 0.05% 보르나트, 50% 글리세롤 함유 PBS 용액(정제된 형태)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, IHC 1:100-1:200, IP 1:20-1:50
분자량	103 kDa

항원 정보


유전자명	TPO
다른 이름	MSA; TDH2A; TPO; TPX;; Thyroid peroxidase
유전자 ID	-
SwissProt ID	P07202
면역원	인간 갑상선 호르몬에서 유래한 합성 펩타이드

배경

태글라산 호르몬 생성에 필요한 효소인 갑상선 호르몬 합성을 촉매하는 효소인 TPO는 T3 및 T4를 생성합니다.

연구 분야

이미지 데이터



인간 상피 세포에서 TPO 발현에 대한 웨스턴 블롯 분석