

제품명: ARF5 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe84594

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, FC
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.71mg/ml. 본 제품의 농도는 재조합에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다 트루름 0.05% 보오 단백질 및 50% 글리세롤 함유 PBS 용액에 정제된 형태
정제	천상 정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, FC 1:20-1:100
분자량	Calculated MW: 21 kDa ; Observed MW: 18 kDa

항원 정보


유전자명	ARF5
다른 이름	ADP ribosylation factor 5; Arf5;; ARF5
유전자 ID	-
SwissProt ID	P84085
면역원	인간 ARF5 에서 유래한 항원 펩타이드

배경

단백질 수에 관하여는 GTP 결합 단백질 골격 내 소포 형성 및 탈리를 조절할 수 있다.

연구 분야

이미지 데이터



HeLa 세포에서 ARF5 발현에 대한 단백질 분석

모래은살에서 시간당 1:1K 화합물을 시험한다

