

제품명: UCHL3 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe84647

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.05% 보르산 pH 7.5 50% 글리세롤 함유 PBS 용액(정제된 형태)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, IHC 1:100-1:200
분자량	26 kDa

항원 정보


유전자명	UCHL3
다른 이름	Ubiquitin thioesterase L3; UCHL3;; UCHL3
유전자 ID	-
SwissProt ID	P15374
면역원	인간 UCHL3 에피토폴임(항원)

배경

유비퀴틴 리가아제 유비퀴틴 단백질을 치하여 세포 내 유비퀴틴 수준을 조절하는 단백질이다 (DUB).

연구 분야

이미지 데이터



K562 세포에서 UCHL3 발현에 대한 단백질 분석