

제품명: SNRPA1 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe84665

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 트루프, 0.05% 보르나이트, 50% 글세롤 함유 PBS 용액에 정제된 형태
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, IHC 1:100-1:200
분자량	28 kDa

항원 정보


유전자명	SNRPA1
다른 이름	Lea1; SNRPA1;; SNRPA1
유전자 ID	-
SwissProt ID	P09661
면역원	인간 SNRPA1 에 유한한 항원이다

배경

스몰 리보솜 구성 요소 전령 RNA(pre-mRNA) 스플라이싱에 관여한다. sn-RNP U2와 관련이 있으며 U2 snRNA의 줄기 IV 결합에 기여한다.

연구 분야

이미지 데이터



HeLa 세포에서 SNRPA1 발현에 대한 웨스턴 블롯 분석