

**제품명: SUOX** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe84668**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC
반응성	인간 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.71mg/ml. 본 제품의 농도는 재조합에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티륨 0.05% 보르산 pH 7.5 50% 글리세롤 함유 PBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, IHC 1:100-1:200
분자량	60 kDa

## 항원 정보


유전자명	SUOX
다른 이름	Sulfite oxidase; Suox;; SUOX
유전자 ID	-
SwissProt ID	P51687
면역원	인간 SUOX 에 사용된 합성 펩타이드

## 배경


항원 유전자에 대한 시퀀싱 데이터는 유전자 정보에 대한 참조를 제공합니다.

## 연구 분야

## 이미지 데이터



293T 세포용 물에서 SUOX 발현에 대한 단백질 분석



모든 실험에서 시간당 1:2K 희석항체를 사용합니다.