

**제품명: COASY** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe84680**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	묘
적용	WB, FC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티륨 0.05% 보르산 pH 7.5 50% 글리세롤 함유 PBS 용액에 정제된 항체
정제	친상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, FC 1:20-1:100
분자량	62 kDa

## 항원 정보


유전자명	COASY
다른 이름	CoA kinase; COASY; DPCK; DPCOAK; NBP; POV2; PPAT; UKR1;;CoA synthase
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q13057
면역원	인간 CoA 합성효소 유한량 펩타이드

## 배경

CoA 합성효소의 네 번째 및 다섯 번째 도메인을 선천적으로 억제하는 유전자 결함은

## 연구 분야

## 이미지 데이터



HeLa 세포에서 COASY 발현에 대한 분석

모래은실에서 시간당 1:1K 화합물을 시험한다

