

제품명: ACAT2 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe84686

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 트류프 0.05% 보르산 pH 7.5 50% 글리세롤 함유 PBS 용액에 정제된 형태
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, IHC 1:100-1:200
분자량	Calculated MW: 41 kDa ; Observed MW: 38 kDa

항원 정보


유전자명	ACAT2
다른 이름	Acat2; ACTL2; ACAT2
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q9BWD1
면역원	인간 ACAT2 에피토폭립이드

배경


콜레스테롤 생성 경로에 관여한다

연구 분야

이미지 데이터



K562 세포에서 ACAT2 발현에 대한 단백질 분석



모래은살에서 시간당 1:1K 하향향을 시험한다