

**제품명: MC5R** 수용체 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe84700**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합토끼단클론항체
숙주	토끼
적용	WB,IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.05% 보르산질산 50% 글리세롤 함유 PBS 용액(정제) 형태
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200
분자량	Calculated MW: 37 kDa ; Observed MW: 45 kDa

## 항원 정보


유전자명	MC5R eceptor
다른 이름	MC2; MC5R; Melanocortin 5 receptor;;MC5R
유전자 ID	-
SwissProt ID	P33032
면역원	인간 MC5R 에 사용된 합성 펩타이드

## 배경

MSH(멜라노코르틴) 및 ACTH 수용체 수용체는 아미노산 구조를 갖는 G 단백질에 매립다. 이들은 멜라노코르틴의 면역 특성을 매개하는 단일 기능성이다.

## 연구 분야

## 이미지 데이터



HeLa 세포에서 MC5 수용체에 대한 단백질 분석