

제품명: CD125 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe84711

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.05% 보르산 pH 7.5 50% 글리세롤 함유 PBS 용액에 정제된 형태
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000
분자량	Calculated MW: 48 kDa ; Observed MW: 70-80 kDa

항원 정보


유전자명	CD125
다른 이름	CD125; CDw125; HSIL5R3; IL5R; IL5RA;;IL 5 receptor alpha
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q01344
면역원	인간 IL-5 수용체 알파 유전자 발현 단백질

배경

호산미상, 비만세포에 중추 역할을 하는 세포면수용체

연구 분야

이미지 데이터



인간 혈청 샘플에서 CD125 에 대한 단백질 분석