

제품명: UQCRH 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe84721

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.05% 보오단백질 및 50% 글세롤 함유 PBS 용액(정제된 형태)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, IHC 1:100-1:200
분자량	11 kDa

항원 정보


유전자명	UQCRH
다른 이름	QCR6; UQCR8; UQCRH
유전자 ID	-
SwissProt ID	P07919
면역원	인간 UQCRH 에 유한한 합성 펩타이드

배경

유니코일 시트러스 산화효소의 구성 요소로서, 산화 인산화 중에는 미토콘드리아 전자 전달 사슬의 막인 다중 소단위 복합체입니다.

연구 분야

이미지 데이터



HL60 세포에서 UQCRH 발현에 대한 웨스턴 블롯 분석