

**제품명: ARFRP1/ARP** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe84751**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ICC
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.05% 보르산 pH 7.5 50% 글리세롤 함유 PBS 용액에 정제된 항체
정제	친수성 정제

## 적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, ICC 1:50-1:200
분자량	23 kDa

## 항원 정보


유전자명	ARFRP1/ARP
다른 이름	ARFRP1; ARL18; ARP; ARP1;;ARP
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q13795
면역원	인간 ARP에서 유래한 합성 펩타이드

## 배경

세막관신호전달 경로에 관여할 가능성이 있다

## 연구 분야

## 이미지 데이터



293 세포에서 ARFRP1/ARP 발현에 대한 분석