

제품명: USF1 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe84769

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	표기
적용	WB
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티륨 0.05% 보오단백질 및 50% 글리세롤 함유 PBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000
분자량	34 kDa

항원 정보

유전자명	USF1
다른 이름	bHLHb11; FCHL; FCHL1; HYPLIP1; Major late transcription factor 1; MLTF; MLTF1; UEF; Upstream stimulatory factor 1; USF;;USF1
유전자 ID	-
SwissProt ID	P22415
면역원	인간 USF1 에서 유래한 합성 펩타이드


배경

다양한 비아수 및 세포 프로파일에 결합하는 다양한 DNA 서열(E-box)(5'-CACGTG-3')에 결합하는 전사 인자

연구 분야

-

이미지 데이터



Jurkat 세포 용출액에서 USF1 발현에 대한 웨스턴 블롯 분석