

**제품명: PEX11B** 토끼 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMRe84820**

연구용 전용

## 요약

설명	재조합토끼단클론항체
숙주	토끼
적용	WB,IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티륨 0.05% 보오단백질 및 50% 글세롤 함유된 PBS 용액에 정제된 형태
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200
분자량	Calculated MW: 28 kDa ; Observed MW: 25 kDa

## 항원 정보


유전자명	PEX11B
다른 이름	Peroxin 11B; PEX11 beta; PEX11B; Pex11p beta; PEX14B;;Peroxin 11B
유전자 ID	-
SwissProt ID	O96011
면역원	인간 Peroxin 11B 에 유한한 합성 펩타이드

## 배경

과산화제 중에는 여러 가지가 있는데, 그 중 GTPase 인 DNM1L 을 과산화제로 유인하여 과산화제를 조절할 수 있다.

## 연구 분야

## 이미지 데이터



HT-29 세포에서 PEX11B 발현에 대한 단백질 분석