

제품명: Nup107 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe84821

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다 트루름, 0.05% 보르단, 필립스 50% 글세롤 함유 PBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000
분자량	106 kDa

항원 정보


유전자명	Nup107
다른 이름	NUP107; NUP84;;NUP107
유전자 ID	-
SwissProt ID	P57740
면역원	인간 NUP107에서 유래한 항원입니다.

배경

핵분할(NPC) 조립 및 유체역학에 대한 주요 단백질 NPC에 조립을 데필합니다. NUP62를 NPC에 고정하는 역할을 합니다.

연구 분야

이미지 데이터



293 세포에서 Nup107 발현에 대한 단백질 분석