



MAPK 신호전달경로


이미지 데이터



인화PKC 감(Thr514) 항을 사용하여 마우스 뇌 조직에서 인화PKC 감(Thr514)의 위치를 분석하였다.



C6 및 HeLa 세포에서 인화PKC 감(Thr514) 항을 사용하여 인화PKC 감(Thr514)의 위치를 분석하였다.



표면표면인 조직에 대한 PKC(Phospho-Thr514) 항을 이용하여 조직화 분석을 하여 고온 조직의 pH 6.0 용액을 사용하였다.