

제품명: ARFRP1 토끼 단클론 항체

카탈로그 번호: AMRe85130

연구용 전용

요약

설명	재조합 토끼 단클론 항체
숙주	묘
적용	WB, IP
반응성	쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	-
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다 트루프, 0.05% 보르딘, 필립스 50% 글세롤, 헴윈, TBS 용액, 정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IP 1:10-1:20
분자량	Calculated MW: 23 kDa; Observed MW: 23 kDa

항원 정보


유전자명	ARFRP1
다른 이름	ARP; Arp1; ARL18
유전자 ID	10139.0
SwissProt ID	Q13795
면역원	인 ARFRP1 의 합성 펩타이드

배경

면역 반응을 조절하는 단백질로, 골지체 관련 GTPase.

연구 분야

이미지 데이터



ARFRP1 항을 사용하여 C6 세포 용출액에서 ARFRP1/ARP의 위치를 확인하였다.